

TP n°11

Titration suivi par potentiométrie

I - Généralités sur les titrages

Qu'est-ce qu'un titrage ?

Soit une espèce A dissoute dans une solution initialement placée dans un bécher.

Le **titrage** de A est une méthode ayant pour but de **déterminer la quantité de matière n_A de A** contenue dans un bécher. Cette méthode est basée sur l'introduction d'une solution d'un réactif B, le **réactif titrant**, dans le but de le faire réagir avec A.

Un titrage est souvent mis en œuvre dans le cadre du **dosage d'une solution**, c'est-à-dire que le but est de déterminer la **concentration C_A** de A dans une solution que l'on doit analyser.

Dans ce cas, on doit prélever un volume V_0 de solution à doser avec une grande précision, au moyen d'une pipette jaugée ou graduée. Après le titrage et la détermination de la quantité de matière n_A dans ce prélèvement, on déduit la concentration C_A de la solution par : $C_A = \frac{n_A}{V_n}$.


Le choix du volume V_0 à prélever se fait en fonctions de différentes considérations : limitation des quantités de réactifs et de rejets, optimisation de la précision, aussi bien pour la pipette servant à prélever le volume V_0 , que pour la *descente de burette* à l'équivalence, qui doit être suffisamment grande pour limiter l'erreur relative de mesure du volume à l'équivalence V_E .

Mode opératoire commun à tous les titrages :

1. Placer la solution à titrer dans un bécher, de préférence forme haute. Introduire un barreau aimanté dans le bécher.
2. En fonction de la méthode de suivi utilisée, placer les électrodes appropriées, ou la cellule de conductimétrie, ou quelques gouttes d'indicateur coloré.
3. Remplir la burette graduée de réactif titrant en la plaçant au-dessus d'un bécher « poubelle ». Ajuster le zéro avec précision.
4. Procéder au titrage, sous agitation permanente, en ajoutant progressivement le réactif titrant (volume V variable).

Rappel : S'il est nécessaire de prendre des points très resserrés au voisinage de l'équivalence (saut de potentiel ou de pH à affiner, virage d'un indicateur à repérer à la goutte près...), on a besoin de connaître l'ordre de grandeur du volume à l'équivalence ; il peut être alors nécessaire de réaliser un premier titrage « rapide ».

Remarque : pour des raisons pratiques, liées à la méthode de détection de l'équivalence, on peut être amené à placer la solution titrée contenant A dans la burette et la solution contenant le réactif titrant B dans le bécher. Ceci ne change pas la relation à l'équivalence qui suit.



La réaction chimique qui se produit entre le réactif titré A et le réactif titrant B s'appelle la **réaction support de titrage**.

Pour donner lieu à un titrage précis, la réaction support de titrage est idéalement :


- **totale ou quasi-totale**, c'est-à-dire que sa constante d'équilibre est très grande devant 1 ($K^\circ > 10^4$ est un bon ordre d'idée en général) ;
- **quasi-instantanée**.

On appelle **équivalence** du titrage le point où le volume de réactif titrant versé est tel que les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction support de titrage.

Soient A le constituant à titrer, n_A sa quantité à déterminer.

Soient B le réactif titrant, C sa concentration dans la solution titrante.

Si la réaction de titrage s'écrit :



...alors le volume $V = V_E$ de réactif titrant versé à l'équivalence (ou **volume équivalent**) est tel que, par **définition** :

$$\frac{n_A}{s_A} = \frac{C V_E}{s_B}$$

Le titrage repose donc sur la détermination de V_E la plus précise possible, afin d'en déduire la quantité n_A de A dans le prélèvement par : $n_A = \frac{s_A}{s_B} \times C V_E$.

Pour accéder à V_E , il existe différentes méthodes :

- l'utilisation d'un indicateur coloré, qui vire à la fin de la réaction support de titrage;
- la pH-métrie ;
- la conductimétrie ;
- la potentiométrie...

Incertitude du titrage :

Comme tout résultat expérimental, la valeur de la quantité n_A ainsi déterminée est soumise à des facteurs de variabilités.

L'incertitude d'un titrage peut être estimée de deux manières :

- par une **étude statistique** basée sur l'ensemble des résultats de tous les binômes d'une classe (incertitude de **type A**)
- par une **évaluation par chaque binôme** de l'incertitude de chacune des mesures intervenant dans le titrage et en combinant ces incertitudes par une formule de propagation (incertitude de **type B**).

Par exemple, dans le cadre d'un dosage, la concentration C_A est calculée à partir de la concentration C du titrant, du volume V_0 de solution prélevée et de la valeur de V_E estimée par la relation $C_A = \frac{s_A}{s_B} \times \frac{C V_E}{V_0}$, on admet qu'on peut utiliser la formule de propagation des incertitudes des produits et quotients suivante :

$$\frac{\delta C_A}{C_A} = \sqrt{\left(\frac{\delta C}{C}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_0}{V_0}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_E}{V_E}\right)^2}$$

II - Application : titrage de Fe^{2+} par Ce^{4+}

On dispose :

- de deux solutions à titrer de sel de Mohr $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2(\text{NH}_4)_2$, de concentrations inconnues, à déterminer, que l'on notera C_1 et C_2 ;
- d'une solution titrante de sulfate cérique $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, de concentration $C = 0,050 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$;
- d'un indicateur coloré redox : l'orthophénantroline ferreuse.



Sécurité :

Les ions Ce^{4+} sont des oxydants puissants. Ils sont donc corrosifs pour la peau et surtout les yeux. Le port des lunettes de sécurité est obligatoire durant tout le titrage.

a) Titrage 1, suivi par potentiométrie, détermination de C_1

- ❑ Remplir la burette de solution titrante et ajuster le zéro.
- ❑ Prélever précisément $V_0 = 30,0 \text{ mL}$ de la solution de sel de Mohr, et les introduire dans un bécher forme haute. Ajouter deux gouttes de solution d'orthophénantroline ferreuse. Placer un barreau aimanté.
- ❑ Disposer le bécher sur un agitateur magnétique. Construire la pile nécessaire au suivi du titrage par potentiométrie.
- ❑ Ajouter progressivement le réactif titrant, millilitre par millilitre, en relevant la f.é.m. de la pile après chaque ajout. Resserrer les mesures au voisinage de la valeur de V_{E1} , c'est-à-dire lorsqu'un saut de potentiel semble s'amorcer.
Noter la couleur de l'indicateur coloré tout au long du titrage, ce qui permettra de préparer son utilisation lors du deuxième titrage.
- ❑ Continuer l'ajout jusqu'à environ $2,5V_E$. Récupérer le barreau d'agitation à l'aide d'une tige aimantée, puis verser le contenu du bécher dans le bidon de récupération. Rincer le bécher à l'eau distillée, ainsi que les électrodes et les ranger.

b) Titrage 2, suivi par colorimétrie, détermination de C_2

L'objectif de ce titrage est de déterminer rapidement et précisément la valeur de la concentration C_2 .

- ❑ Remplir la burette de solution titrante et ajuster le zéro.
- ❑ Prélever précisément $V_0 = 30,0 \text{ mL}$ de la solution de sel de Mohr, et les introduire dans un bécher. Ajouter deux gouttes de solution d'orthophénantroline ferreuse. Placer un barreau aimanté et disposer le bécher sur un agitateur magnétique.
- ❑ Ajouter progressivement le réactif titrant. On pourra être rapide au début, puis ralentir lorsqu'un changement de couleur semble s'amorcer. Le virage de l'indicateur doit être déterminé le plus précisément possible.
- ❑ Récupérer le barreau d'agitation à l'aide d'une tige aimantée, puis verser le contenu du bécher dans le bidon de récupération prévu. Rincer le bécher à l'eau distillée.

Questions

a) Titrage 1, volume équivalent V_{E1} , détermination de C_1

- 1) Écrire l'équation de la réaction support de titrage. Réaliser un tableau d'avancement littéral, en distinguant bien le cas $V < V_E$ et $V > V_E$, sachant que la réaction support de titrage est presque toujours quasi-totale.
- 2) Dessiner le montage électrique que vous avez réalisé pour mesurer le potentiel de votre solution.
- 3) En utilisant le logiciel Regressi, tracer la courbe $E = f(V)$, où E est le potentiel mesuré pour votre solution aqueuse par rapport à l'ESH (on rappelle $E_{ref} = 0,24$ V pour l'ECS).
- 4) Utiliser la fonction « dériver » pour déterminer avec précision le volume de fin de réaction (approximation expérimentale de V_{E1}). Sur papier millimétré, on peut utiliser la méthode dite « des tangentes parallèles » pour estimer V_{E1} .
Présenter le résultat de V_{E1} avec son incertitude estimée.
- 5) En déduire la valeur de la concentration C_1 recherchée. Présenter le résultat associé de son incertitude (de type B). Collecter les résultats de tous les binômes, en déduire une autre évaluation de la concentration C_1 et son incertitude (de type A).
- 6) D'après le bilan de matière, en quels points de votre graphe $E = f(V)$ peut-on mesurer E°_1 et E°_2 , qui sont les potentiels standard des couples Fe^{3+}/Fe^{2+} et Ce^{4+}/Ce^{3+} respectivement ? Indiquer les valeurs trouvées associées de leur incertitude.
- 7) D'après le tableau ci-dessous et vos observations, justifier le choix de l'orthophénantroline ferreuse comme indicateur coloré pour ce titrage.

Indicateur	Couleur Ox	Couleur Red	$E^\circ(\text{Ox/Red})$
bleu de méthylène	bleu pâle	incolore	0,52
diphénylamine	violet	incolore	0,76
orthophénantroline ferreuse	bleu pâle	rouge	1,06

b) Titrage 2, volume équivalent V_{E2} , détermination de C_2

- 1) Donner la valeur de V_{E2} associée de son incertitude estimée.
- 2) En déduire la valeur de C_2 avec son incertitude.

Grille d'évaluation TP n°11

Compétences générales		A	B	C	D
Analyser	Proposer une stratégie pour réaliser un dosage et proposer un modèle associé (réaction support de titrage) Justifier un protocole de titrage				
Réaliser	Mettre en œuvre un protocole de titrage Mesurer le potentiel d'une solution par potentiométrie à intensité nulle Effectuer des représentations graphiques à partir de données expérimentales				
Valider	Exploiter des observations, des mesures, en identifiant les sources d'erreurs et en estimant les incertitudes Proposer des améliorations de la démarche ou du modèle				
Communiquer	Présenter ses résultats à l'oral en s'appuyant sur des graphes Utiliser un vocabulaire scientifique adapté				
Faire preuve d'initiative	S'impliquer, prendre des décisions, anticiper Solliciter une aide de manière pertinente				

Capacités spécifiques
<i>mesures et incertitudes</i>
Mesurer des volumes avec le matériel adapté à la précision requise Évaluer une incertitude-type de type A Évaluer une incertitude élargie de type A associée à un intervalle de confiance à 95% Évaluer une incertitude-type de type B, utiliser une formule fournie de composition des incertitudes Comparer les incertitudes associées à chaque type d'erreur Présenter un résultat par une valeur et son incertitude associée
<i>réalisation et exploitation d'un titrage</i>
Identifier et exploiter la réaction support de titrage Définir et repérer l'équivalence d'un titrage Recenser les espèces présentes et leur évolution dans le milieu au cours d'un titrage Justifier l'allure d'une courbe de suivi de titrage en potentiométrie Choisir ou justifier l'utilisation d'un indicateur coloré de fin de titrage Exploiter une courbe de titrage pour déterminer une valeur expérimentale d'une constante thermodynamique Exploiter un titrage pour en déduire la quantité ou le titre d'une espèce dosée

Note :	
---------------	--